

Sincrogest

Tecnología y seguridad en la liberación de progesterona.



- Ideal para programas reproductivos con IATF y TETF;
- Diseño exclusivo, menor tasa de caída del mercado;
- Producido con polímeros especiales, resultando en la reducción de los casos de vaginitis;
- Dispositivo para hasta 3 usos.

Fórmula:
Cada dispositivo contiene:
Progesterona 1,0 g
Excipiente 19,0 g


- Indicaciones:**
- Realización de protocolos de IATF;
 - Sincronización de ondas foliculares;
 - Sincronización de receptoras de embriones (TETF).

Modo de uso y dosificación:
Con el uso de aplicador específico, insertar el dispositivo en la vagina del animal, dejando la cola plástica del producto para fuera del vestíbulo, para su posterior remoción.


Presentación:
Bolsa con 10 dispositivos.

Protocolos de Inseminación Artificial en Tiempo Fijo (IATF)

Hembras de carne – 3 manejos:



Hembras de carne – 4 manejos:



Hembras de leche de alta producción:



Protocolo de Transferencia de Embriones en Tiempo Fijo (TETF):



*El uso de eCG (Gonadotrofina Coriónica equina) está indicado para animales con puntuación de condición corporal $\leq 2,5$ (escala de 1 a 5, donde 1 para animales considerados muy delgados y 5 para animales considerados muy gordos) o animales recién paridos, hasta 60 días.

